





Elektroniskās Zobu kartes izmaiņas

20.12.2025





Veiktās izmaiņas



1. Šabloni manipulācijām un to pievienošanas mehānisms no SmartMedical
2. Šabloni aktivitātēm
3. **Precizējumi zobu sakņu un kanālu apzīmējumos:**
iespēja paslēpt sakņu / kanālu sekciju
4. **Uzlabota tilta funkcionalitāte:**
zobu numerāciju “līdz” var norādīt uz abiem virzieniem
5. **Pievienota pazīme – izārstēts / ārstēšanā**
6. **Papildināti atlases kritēriji failu arhīvā** – atlasīt pēc tipa un komentāra
7. **Savstarpēji izslēdzošo apzīmējumu kontroles mehānisms** – aktivizējot izvēles rūtiņu, logs netiks rādīts un izvēle tiks piemērota līdz Dental Charting aizvēršanai
8. **Brīdinājuma logs un saistītā loģika**
9. **Jauns apzīmējums** – žoklis bez zobiem
10. **Uzlabojumi zobu virsmu apzīmējumos** (vizuālie – krāsa, izvietojums un funkcionālie – papildus pazīmju pievienošana)
11. **Vizuālas izmaiņas** – izkārtojums un nosaukumi apzīmējumu sarakstā

Šabloni manipulācijām

To pievienošanas mehānisms
no SmartMedical

SmartMedical | Atbalsts | Datu apmaiņa | Klasifikatori | Veselības pārbaudes | Sistēmas konfigurācija | Dienas stacionārs | Zāļu Verifikācija | Dienas operācijas | Palīdzība

Stomatoloģija

Stomatoloģijas moduļa redzamība

Pievienot produktu informāciju:

☒ **Lasīt pievienot produktu informāciju pēc rēģina izveides:**

☐ **Produktu informāciju ir obligāti jāievada rēģina izveides laikā:**

☒ **Lietotāju grupas, kas var pievienot produktu informāciju pēc rēģina izveides:**

Novērtējumi uz RTG

Stomatoloģijas radiologi:

Stomatoloģijas radiologu entitēti:

Novērtējumi uz ZTL ortodontija

ZTL ortodontija vadītāji:

ZTL ortodontija ārsti:

ZTL ortodontija tehniki:

ZTL ortodontija fotolaboranti:

Novērtējumi uz ZTL protezēšana

ZTL protezēšana vadītāji:

ZTL protezēšana ārsti:

ZTL protezēšana tehniki:

EDX platformas lietotāju konfigurācija

EDX platformas lietotāji:

Novērtējumi manipulācijām

Manipulāciju cenšēds:

Manipulāciju (virkkodu) saraksts:

Valsts apmaksāto manipulāciju kodus lietot pēc kodiem (konkrēts kods, diapazons, vai saraksts ar):¹

Šabloni:

Šablonu konfigurācija:

Izvēlēties manipulāciju sarakstu

Saglabāt datus

¹ Manipulāciju kodus nepasacelams ievadīt atbilstot ar komatu, bez atstarpiem, piemēram: 72080,722*,76102-76109

Ambulatorie pieraksti

18.12.2025 **Uzdin Gurnes** **Novērtēt manipulācijas**

KODS, MANIPULĀCIJA	ZĪMĒJUMS	MARKĀTĀLE	CENA	SAUCĒJUMS
Kods, manipulācija	Zāļu vārds	Marka	Cena	1

Pievienot manipulāciju **Pievienot no sagataves** **Kopā: 0,00** **Pievienot izvēli**

(Nosaukums neiet uz
aktivitātes nosaukumu)

Ambulatorie pieraksti

[^](#)

[Q](#)
[✓ Atlasit](#)
[✕ Notărit](#)

18.12.2025
Undine Guseva
Parādīt manipulācijas

Aktivitātes

Piezīmes

Sagataves + Izveidot sagatavi

☒ Rādīt tikai manas sagataves

NOGAUKUMS	AUTORS	IZVEIDOTS
Kariess	Undine Guseva	18.12.2025

« ‹ 1 › » Page 5 of 5

Sagataves izveidošana

Nosaukums *

Kariess

Pacienta mutes dobuma apskates laikā konstatēts kariesa bojājums zobā # , lokalizācija- okluzālā virsma.

Saturs *

Atcelt

Saglabāt

Precizējumi zobu sakņu un kanālu apzīmējumos

Iespēja paslēpt sakņu/ kanālu sekciju

SmartMedical
DENTAL CHARTING

Latviaki Undine Guseva

APSKATE
Liene Beate Amicāne, 25 gadi

+ Jauna apskate Salīdzināt

22.12.2025 Undine Guseva

Form. Zobak. Aplik.

#21 Zoba sakne

Saknes Kanāli

Nav pildījuma
Svešķermenis
Saknes lūzums
Rezorbcija
AP
AP uzliesmojums
Strutas (Fistula)

Pildījums
Skrūve
Tapa
Implants

#21 Zoba sakne

Saknes Kanāli >

Nav pildījuma
Svešķermenis
Saknes lūzums
Rezorbcija
AP
AP uzliesmojums
Strutas (Fistula)

Pildījums
Skrūve
Tapa
Implants

Apskates statuss

Saglabāt apskati

Uzlabota tilta funkcionalitāte

Zobu numerāciju "līdz"
var norādīt uz abiem
virzieniem

APSKATE

Liene Beate Arnicāne, 25 gadi

+

Jauna apskate

Salīdzināt

^

22.12.2025

Undine Guseva

</

Pievienota pazīme

- Zobs ir izārstēts
- Zobs ir ārstēšanā

The screenshot shows a dental X-ray software interface. A grid of teeth is displayed, with a pop-up menu for tooth #22. The menu contains the following options:

- #22 Zobs**
- Nomainīt pret piena zobu
- Zobs nav šķīlies
- Daļēji šķīlies
- Nav zoba (nav aizmetņa)
- Zobs ir ekstrahēts
- Žoklis bez zobiem
- Pievienot komentāru
- Atcelt visas zoba atzīmes

At the bottom of the pop-up menu, there are two legend items:

- Zobs ir izārstēts
- Zobs ir ārstēšanā

The background grid shows teeth numbered 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, and 35. Tooth 23 is highlighted with a green border, and tooth 25 is highlighted with a red border. A small orange dot is visible on the top right of the grid.

Papildināti atlases kritēriji failu arhīvā

Atlasīt pēc tipa un
komentāra

APSKATES SARAĶSTS

Andris Ozols, 45 gadi

+ Jauna apskate

No 10.01.2024 līdz 10.01.2024 Statusi visi

Show: 10

DATUMS	ĀRSTS	SATĪS	SKATĪT	DZĒST
21.11.2023	Ilze Mauriņa			
06.11.2023	Ilze Mauriņa			
14.05.2023	Ilze Mauriņa			
26.09.2022	Jānis Jazepovs			
14.11.2021	Jānis Jazepovs			
02.04.2021	Ilze Mauriņa			
15.12.2020	Ilze Mauriņa			
06.11.2023	Ilze Mauriņa			
14.05.2023	Ilze Mauriņa			
26.09.2022	Jānis Jazepovs			

Pacienta datnes

Pievienot datni

No 22.09.2025 Līdz 22.12.2025 Veids Izvēlieties veidu

Teksta

Atlasīt Notīrīt

PIEVENOTS	VEIDS	KOMENTĀRS	PIEVENOJA	FAILI

Rādīt: 5

Aizvērt

<< < 1 2 > >> JaRa Lapsa 20.7.0.2024

Vizuālas izmaiņas

Izkārtojums un nosaukumi apzīmējumu sarakstā

APSKATE

Peteris Pacients, 9 gadi

10.02.2025 Janis

Form.
Zobak.
Apik.



Form.
Zobak.
Apik.

Kariess	Kompozīta plomba	Nav pildījuma	Pildījums blīvs	Nav āķīties
Iniciāls kariess	Amalgamas plomba	Svešķermenis	Pildījuma neblīvs	Daļēji āķīties
Sekundārs kariess	Stikla jonomēra plomba	Saknes lūzums horizontāls	Skrūve	Nav aizmetņa
Plombas pārkare	Pagaaidu plomba	Saknes lūzums vertikāls	Tapa	Zobs ir ekstrahēts
Ķīļveida defekts	Silants	Rezorbēcija	Implants	Tikai sakne
Nodulums	Venīrs	Furkācija		Kustīgs zobs
Erozija	Inleja	AP		Ekstrahēt zodu
Zoba plaisa	Onleja	AP uzliesmojums		
Zoba lūzums	Kronis	Strutas (Fistula)		
Krāsas izmaiņas	Tilts			
Plankumi				
Kroņa pārkare				


Saglabāt apskati

Tiek noņemtas visas
zobu atzīmes, visi zobi
tiek marķēti kā
“nav zoba (nav aizmetņa)”




Brīdinājuma logs un saistītā loģika

Ja lietotājs vēlas iziet,
nesaglabājot datus -
forma jebkurā
gadījumā tiks aizvērta,
ņemot vērā veikto
izvēli - ar / bez datu
saglabāšanas



Savstarpēji izslēdzošie apzīmejumi

Aktivizējot izvēles rūtiņu,
logs netiks rādīts un izvēle
tiks piemērota līdz Dental
Charting aizvēršanai





Paldies!